





Tipo Documento	Codice	Nome Documento	Data	Rev.
DVR - Documento di Valutazione dei Rischi	DVR-GEN	GESTIONE DELL'EMERGENZA PEME BA EMERGENZA SARS-COV2 DPI	Maggio/2020	01



MASCHERINE MONOUSO



INDOSSARE CORRETTAMENTE LE MASCHERINE MONOUSO

	<p>GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • I DISPOSITIVI SONO EFFICACI SOLAMENTE SE VENGONO INDOSSATI CORRETTAMENTE • DEVONO AVERE UNA BUONA TENUTA SUL VOLTO, PERCIÒ FARE ATTENZIONE E CURARE BARBA E BAFFI • INDOSSATA LA MASCHERA NON TOCCARE LA PARTE ESTERNA FINO AL MOMENTO DI RIMUOVERLA • EVITARE DI TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON MANI NON LAVATE • LAVARSI LE MANI PRIMA DI RIMUOVERE O DOPO TOCCATO LA MASCHERA PER QUALSIASI MOTIVO • CERCARE DI GESTIRE SOLO L'INTERNO O LE CORDE ELASTICHE • LAVARE NUOVAMENTE LE MANI DOPO AVER RIMOSSO LA MASCHERA • L'USO DELLE MASCHERINE DEVE ESSERE SEMPRE COMBINATO CON ALTRE AZIONI DI PREVENZIONE/IGIENE • SOSTITUIRE LA MASCHERINA CON UNA NUOVA SE INEFFICIENTE O UMIDA • NON RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO: IN CASO D'URGENZA SANIFICARLE CON ALCOOL • CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E AL RIPARO DA FONTI DI CALORE • SU CONFEZIONE E PRODOTTO DEVE ESSERE RIPORTATO TIPOLOGIA E NUMERO DELLA NORMA TECNICA
<p>MASCHERINE FFP DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MARCATURA CE \ FDA EN 149:2009 CLASSE: FFP3 (30 TLV)</p> <p>CLASSE: FFP2 (10 TLV) KN95(GB2626-2006) N95 (NIOSH-42CFR84) SENZA VALVOLA ASPIRANTE</p>  <p>CLASSE: FFP1 (4 TLV) NON ADEGUATA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI. 2 APPOGGIARE SUL PALMO DELLA MANO LA MASCHERINA E FAR PASSARE I LACCETTI SUL DORSO DELLA MANO (TENERE IL NASELLO RIVOLTO VERSO L'ALTO) 3 PORTARE LA MASCHERINA SUL VOLTO, LA BASE SUL MENTO E IL NASELLO SOPRA IL NASO, IN MODO DA COPRILO 4 TENENDO LA MASCHERINA SUL VOLTO, TIRARE L'ELASTICO SUPERIORE E FARLO PASSARE DIETRO LA TESTA SOPRA LE ORECCHIE 5 TENENDO LA MASCHERINA SUL VOLTO, TIRARE L'ELASTICO INFERIORE E FARLO PASSARE DIETRO LA TESTA SOTTO LE ORECCHIE NELLA PARTE SUPERIORE DEL COLLO 6 CON ENTRAMBE LE MANI, AGGIUSTARE IL NASELLO AFFINCHÉ ADERISCA PERFETTAMENTE AL NASO 7 PROVARE AD INSPIRARE E VERIFICARE CHE LA MASCHERINA ADERISCA PERFETTAMENTE (L'ARIA DOVREBBE ENTRARE SOLO ATTRAVERSO LA PARTE FILTRANTE) 8 PER RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, ESEGUIRE LE STESSA OPERAZIONI AL CONTRARIO: TOGLIERE DA DIETRO SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE E LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI PRIMA E DOPO LE OPERAZIONI       
<p>MASCHERINE MEDICHE PRESIDIO SANITARIO (DPI)</p> <p>MARCATURA CE O AUTORIZZAZIONE ISS EN 14683:2019 EN 10993 TIPO: I (95 %) TIPO: II IIR (98 %) TIPO: III (98 %)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI 2 CON ELASTICI AURICOLARI INSERIRE LE DITA ATTRAVERSO GLI ELASTICI AURICOLARI. LA CLIP PER IL NASO DEVE ESSERE DISPOSTA IN ALTO. SISTEMARE LA MASCHERA SUL NASO E SULLA BOCCA. 3 POSIZIONARE GLI ELASTICI INTORNO ALLE ORECCHIE. TIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA DALL'ALTO E DAL BASSO PER DISTENDERE COMPLETAMENTE LE PIEGHE. IN QUESTO MODO SI OTTIENE LA COPERTURA MASSIMA DEL VISO RIDUCENDO AL MINIMO GLI STRATI ATTRAVERSO CUI RESPIRARE. 4 MODELLARE LA BARRETTA PER IL NASO SUL PONTE DEL NASO PER RIDURRE AL MINIMO LE FUORIUSCITE DI ARIA 5 TOGLIERE DA DIETRO SENZA TOCCARE LA PARTE ANTERIORE E LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI PRIMA E DOPO LE OPERAZIONI 6 SMALTISCI CORRETTAMENTE IL DISPOSITIVO: PORRE LA MASCHERINA DA SOLA IN UN SACCHETTO DI PLASTICA, LEGATO E CHIUSO     

NESSUN DISPOSITIVO GARANTISCE LA SICUREZZA ASSOLUTA E LA PRECAUZIONE MIGLIORE È SEMPRE QUELLA DI MANTENERE L'ASSOLUTA IGIENE DELLE MANI E IL RISPETTO DELLA NECESSARIA DISTANZA DA ALTRE PERSONE.

DA FARE!!!	NON FARE !!!
<ul style="list-style-type: none"> • ACQUISIRE DISPOSITIVI CONFORMI O AUTORIZZATI ISS • LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO • GARANTIRE UNA BUONA TENUTA SUL VOLTO • SOSTITUIRE SE UMIDA, DANNEGGIATA O SPORCA 	<ul style="list-style-type: none"> • TOCCARE L'ESTERNO DELLA MASCHERA DURANTE L'USO • RIUTILIZZARE LE MASCHERINE MONOUSO O SOVRAPPORLE • LASCIARE SPAZI TRA IL VISO E DISPOSITIVO • LASCIARE SCOPERTI BOCCA O NASO